




アングルロータ Angle Rotor R10A5



最高回転速度: 10,000rpm
Max. Speed

最高遠心加速度: $18,900 \times g$
Max. R.C.F.

全容量: $3,000\text{ml} = 500\text{ml} \times 6$
Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F ($\times g$)
—	—		Nalgen 製 500 ml ボトル(PC)	Centrifuge bottles (Supplier:**) 400ml Cat.No.3122-0500	10,000	18,900
—	—		Nalgen 製 500 ml ボトル(PP)	Centrifuge bottles (Supplier:**) 400ml Cat.No.3120-9500	10,000	18,900

** Supplier: NALGE NUNC INTERNATIONAL CORPORATION

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.