

アングルロータ Angle Rotor R17A※ (RR17A)

※ 受注生産ロータ

最高回転速度 : 17,000 rpm


Max. Speed

最大遠心加速度 : 40,900 × g

Max. R. C. F.









全 容 量 : 700ml = 50ml × 14

Nominal Rotor Capacity



本ロータの最高回転速度は、遠心機本体によって異なります。最高回転速度についてはロータの取扱説明書を参照してください。
Max. speed varies with model of centrifuge.
For Max. speed, refer to the rotor instruction manual.

適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 ・ 寸法 ・ 実容量 Tube/Bottle ・ Tube size ・ Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	M-PPフタ Lid 328479A 	50PAチューブ Tube 328353A φ 2.9 × 10.3 34ml	17,000	40,900
		50PCチューブ Tube 328354A φ 2.9 × 10.3 32ml	17,000	40,900
	—	50PPボトルクミ Bottle Ass'y S306352A φ 2.9 × 10.3 32ml	17,000	40,900
	—	50PCボトルクミ Bottle Ass'y 328352A φ 2.9 × 10.3 33ml	17,000	40,900
	キャップレス Capless	50SSチューブ Tube 328342A φ 2.9 × 10.3 36ml	17,000	40,900
1.5×2A50アダプタ Adaptor S407652A  φ 2.8 × 10.0 DE	—	1.5ml EPPENDORFチューブ φ 1.1 × 3.9 (市販品) (Marketed) Tube (Eppendorf Tube) 1.5ml	15,000	23,500
10GA50アダプタ Adaptor 336712A  φ 2.9 × 10.1 NBR	キャップレス Capless	10ガラスチューブ Glass Tube 464977A φ 1.2 × 10.5 7.2ml	4,000	2,150
11A50アダプタ Adaptor 336715A  φ 2.9 × 10.1 NBR	C2-ALキャップクミ Cap Ass'y 424916A 	12PEチューブ Tube 325470A φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	27,800
		12PAチューブ Tube 329606A φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	27,800
		12PCチューブ Tube 325751A φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	27,800
		12SSチューブ Tube 326010A φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	27,800
	—	10PCボトルクミ Bottle Ass'y 325952A φ 1.6 × 8.2 7.8ml	15,000	27,800
	—	C2-PPフタ Lid 328478A 	11PAアツチューブ Thick-Walled Tube 333959A φ 1.6 × 8.2 7.5ml	15,000
15GA50アダプタ Adaptor 336713A  φ 2.9 × 10.1 NBR (30GA50アダプタ) Adaptor	—	11PCアツチューブクミ Thick-Walled Tube Ass'y 326607A φ 1.6 × 8.2 7.8ml	15,000	27,800
φ 2.9 × 10.1 NBR 	キャップレス Capless	(15Corexチューブ) Tube φ 1.8 × 10 13ml	15,000	30,500
	キャップレス Capless	(30Corexチューブ) Tube φ 2.4 × 10.5 23ml	15,000	31,200

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。 Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.