




アングルロータ Angle Rotor R21A2

最高回転速度: 21,000rpm
Max. Speed

最高遠心加速度: 50,000×g
Max. R.C.F.

全容量: 180mℓ = 30mℓ × 6
Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F. (×g)
—	E-SS リッド(B) E-SS Lid (B) S412572A 	 40SS チューブ(B) 40SS Tube (B) S412571A	φ 2.6×9.0	32mℓ	19,000	41,000
	—	 40SS チューブ(B) 40SS Tube (B) S412571A	φ 2.6×9.0	32mℓ	21,000	50,000
—	—	 33PC アツチューブ 33PC thick-walled tube 338457A	φ 2.6×8.9	25mℓ	21,000	50,000
—	—	 33PA アツチューブ 33PA thick-walled tube 338458A	φ 2.6×8.8	25mℓ	21,000	50,000
—	—	 30PC ボトル (C3)クミ 30PC bottle (C3) ass'y S308132A	φ 2.6×9.7	26mℓ	21,000	50,000
—	—	 30PC ボトル (B3)クミ 30PC bottle (B3) ass'y S308133A	φ 2.6×9.7	26mℓ	21,000	50,000
—	—	 30PA ボトルクミ 30PA bottle ass'y 330345A	φ 2.6×9.7	26mℓ	21,000	50,000
 12A40 アダプタ 12A40 Adaptor 336691A φ 2.6×8.5 POM-GF	—	 12SS チューブ 12SS Tube 326010A	φ 1.6×7.6	10mℓ	19,000	38,200
	—	 10PC アツチューブ 10PC thick-walled tube 338455A	φ 1.6×7.7	7.4mℓ	21,000	46,600
	—	 10PA アツチューブ 10PA thick-walled tube 338456A	φ 1.6×7.6	7.4mℓ	21,000	46,600
 6.5A40 アダプタ 6.5A40 Adaptor 336690A φ 2.6×8.5 POM	—	 4.7PC アツチューブ 4.7PC thick-walled tube S303141A	φ 1.3×6.4	3.3mℓ	21,000	42,600
 5A40 アダプタ 5A40 Adaptor 336689A φ 2.6×6.0 POM-GF	—	 3PC チューブ 3PC Tube S301599A	φ 1.3×5.1	2.5mℓ	21,000	46,800

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.