













スイングロータ Swing Rotor R4S (RPRS4)

アッセンブリ Assembly		15×8 アッセンブリ Assembly	15×6 アッセンブリ Assembly	10×10 アッセンブリ Assembly	50×2 アッセンブリ Assembly	15×10 アッセンブリ Assembly	50×1 アッセンブリ Assembly
最高回転速度 (rpm) Max. Speed		3,600	3,600	3,600	3,600	3,000	5,000
最大遠心加速度 (× g) Max. R.C.F.		2,350	2,350	2,190	2,350	1,630	4,530
全 容 量 Normal Rotor Capacity		480mℓ 15mℓ×32	360mℓ 15mℓ×24	400mℓ 10mℓ×40	400mℓ 50mℓ×8	600mℓ 15mℓ×40	200mℓ 50mℓ×4
 R4Sロータ Rotor	略図 Shape						
	パーツNo. Part No.	S304024A	S304025A	S304026A	S304147A	S304023A	S304148A
Rmax. (cm)		16.2	16.2	15.1	16.2	16.2	16.2
Rmin. (cm)		6.8	6.8	7.3	6.8	6.8	6.8

アッセンブリ Assembly		15TC×4 アッセンブリ Assembly	50TC×2 アッセンブリ Assembly	50TC×1 アッセンブリ Assembly	50mℓ シールドバケット Sealed Bucket	50TC シールドバケット Sealed Bucket
最高回転速度 (rpm) Max. Speed		4,600	3,600	5,000	4,000	4,000
最大遠心加速度 (× g) Max. R.C.F.		3,910	2,390	4,620	2,900	2,900
全 容 量 Normal Rotor Capacity		240mℓ 15mℓ×16	200mℓ 50mℓ×4	200mℓ 50mℓ×4	200mℓ 50mℓ×4	200mℓ 50mℓ×4
 R4Sロータ Rotor	略図 Shape					
	パーツNo. Part No.	S305550A	S306706A	S305549A	S403793A	S409541A
Rmax. (cm)		16.5	16.5	16.5	16.2	16.2
Rmin. (cm)		5.5	6.8	6.8	6.8	6.8


15×8アッセンブリ用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 15×8 Ass'y

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F. (× g)
—	キャップレス Capless	 15ガラスチューブ Glass Tube 464976A	φ 1.65×10.5 15mℓ 3,600	2,350

スイングロータ Swing Rotor R4S (RPRS4)


15×6アッセンブリ用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 15×6 Ass'y

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	キャップレス Capless	 15ガラスチューブ Glass Tube 464976A	3,600	2,350
		$\phi 1.65 \times 10.5$ 15ml		


10×10アッセンブリ用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 10×10 Ass'y

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	キャップレス Capless	 10ガラスチューブ Glass Tube 464977A	3,600	2,190
		$\phi 1.2 \times 10.5$ 10ml		


50×2アッセンブリ用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 50×2 Ass'y

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	キャップレス Capless	 50ガラスチューブ Glass Tube 473866A	3,600	2,350
		$\phi 3.5 \times 10.0$ 50ml		


15×10アッセンブリ用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 15×10 Ass'y

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	キャップレス Capless	 15ガラスチューブ Glass Tube 464976A	3,000	1,630
		$\phi 1.65 \times 10.5$ 15ml		


50×1アッセンブリ用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 50×1 Ass'y

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	キャップレス Capless	 50ガラスチューブ Glass Tube 473866A	5,000	4,530
		$\phi 3.5 \times 10$ 50ml		


15TC×4アッセンブリ用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 15TC×8 Ass'y

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	—	 15ml PP培養管 (TCチューブ) Tissue Culture Tube (市販品)(Marketed) 15ml	4,600	3,910

50TC×2アッセンブリ用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表


Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 50TC×2 Ass'y

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	—	 50ml PP培養管 (TCチューブ) Tissue Culture Tube (市販品)(Marketed) 50ml	3,600	2,390

スイングロータ Swing Rotor R4S (RPRS4)


50TC×1アセンブリ用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 50TC×1 Ass'y

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	—	 50ml 培養管 (TCチューブ) Tissue Culture Tube (市販品)(Marketed) 50ml	5,000	4,620


50mlシールドバケット用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 50ml Sealed Bucket

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	—	 50ガラスチューブ φ3.5×10.0 Glass Tube 473866A 50ml	4,000	2,900

50TCシールドバケット用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles for 50TC Sealed Bucket

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	チューブ/ボトル Tubes/Bottles	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	—	 50ml 培養管 (TCチューブ) Tissue Culture Tube (市販品)(Marketed) 50ml	4,000	2,900

*注意 1. 市販品チューブにつきましては、最高回転速度での使用に耐えない場合があります。ご使用になる前に試料を入れて事前に予備試験されることをお勧めします。予備試験は、水を注入して所定回転速度で回転し、チューブに異常が無いことを確認するものです。

ご不明な点がありましたらお問い合わせいただいた販売店もしくは日立工機株式のサービス担当にお問い合わせください。

*Note 1. Some tubes on the market cannot bear the operation at the maximum speed of the rotor. Testing is recommended before actual use of them (test the tubes filled with water by running at the specified speed and check that there is no abnormality).

Contact Hitachi Koki authorized sales/service representative for detailed information.