























スイングロータ Swing Rotor R4SS

最高回転速度: 4,000rpm
 Max. Speed
 最高遠心加速度: 2,900×g
 Max. R.C.F.
 全容量: 600 ml = 15 ml × 40
 Nominal Rotor Capacity



標準付属バケット用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表
 Summary of Adapters, Tubes, Bottles for standard buckets

*:15ml 培養管の場合
 *:Rmin is 5.1cm when you use 15ml culture tubes.

アダプタ Adapters		チューブ Tube/ボトル Bottle		最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)
品名・Part No.・容量 X 本数・材質 Name・Part No・Capacity X Qty・Material		品名・Part No.・寸法・実容量 Name・Part No・Size・Actual capacity (mm)		
 15X10S アダプタ adapter S308546A(4個組 pcs.) 15mlX10 ポリプロピレン Polypropylene ステンレス鋼 Stainless steel	 採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) φ 15.4~16.0 × 100 ※2	※1 4,000rpm (2,860xg) (Rmax:16.0cm)		
		 15 ガラスチューブ glass tube ass'y 464976A(50個組 pcs.) 13ml φ 16.5 × 110	3,600rpm (2,320xg) (Rmax:16.0cm)	
 15X8S アダプタ adapter S307334A(4個組 pcs.) 15mlX8 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber	 採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) φ 15.4~16.0 × 100 ※2	※1 4,000rpm (2,860xg) (Rmax:16.0cm)		
		 15 ガラスチューブ glass tube ass'y 464976A(50個組 pcs.) 13ml φ 16.5 × 110	3,600rpm (2,320xg) (Rmax:16.0cm)	
 10X10SB アダプタ adapter S308695A(4個組 pcs.) 10mlX10 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber	 採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) φ 12.4~15.6 × 75~100 ※2	※1 4,000rpm (2,860xg) (Rmax:15.7cm)		
 10X8S アダプタ adapter S307333A(4個組 pcs.) 10mlX8 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber	 採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) φ 12.4~13.2 × 100 ※2	※1 4,000rpm (2,860xg) (Rmax:16.0cm)		
		 10 ガラスチューブ glass tube ass'y 464977A(50個組 pcs.) 7.5ml φ 12.0 × 105	3,600rpm (2,320xg) (Rmax:16.0cm)	
 5X8S アダプタ adapter S307332A(4個組 pcs.) 5mlX8 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber	 採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) φ 12.4~13.2 × 75~78 ※2	※1 4,000rpm (2,380xg) (Rmax:13.3cm)		
 50X2S アダプタ adapter S308844A(4個組 pcs.) 50ml X 2 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber	 50 ガラスチューブ glass tube 473866A (10個組 pcs.) φ 35 × 100 45ml	3,500rpm (2,120xg) (Rmax:15.5cm)		
 15TCX6S アダプタ adapter S307335A(4個組 pcs.) 15mlX6 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber	 15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) φ 17 × 120 15ml	※1 4,000rpm (2,900xg) (Rmax:16.2cm)		
 50TCX2S アダプタ adapter S307336A (4個組 pcs.) 50mlX2 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber	 50ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) φ 30 × 115 50ml	※1 4,000rpm (2,860xg) (Rmax:16.0cm)		

※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。
 ※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.

※2: 採血管の実容量は、使用する用途等により異なりますので各メーカーのカatalogをご覧ください。
 ※2: Actual capacities of blood collecting tubes may vary depending on the applications. Refer to the manufacture's catalog.