


ロータをご使用になる前に、遠心機本体の取扱説明書とロータの取扱説明書をよくお読みください。

Carefully read the centrifuge instruction manual and the rotor instruction manual before using the rotor.

## スイングロータ Swing Rotor R5S2

最高回転速度: 5,000 rpm\*1  
 Max. Speed  
 最高遠心加速度: 7,290 xg  
 Max. R.C.F.  
 ロータ最大容量 (呼称) 6,000 mL  
 Max. rotor capacity (nominal)



\*1: ご使用になる遠心機およびバケットによってロータの最高回転速度は異なります。  
 \*1: The rotor speed should be limited depending on centrifuges and buckets.

表 1. 1000AL バケツ(B)用チューブ・ボトル一覧  
 Table1. Applicable Tubes/Bottles for 1000AL Bucket (B)

チューブ・ボトル Tubes/Bottles						チューブアダプタ Tube Adapter			キャップ Cap		最高 回転速度 Maximum speed (rpm)	最大 遠心加速度 Maximum R.C.F (xg)
呼称 容量 Nominal capacity (mL)	Part No.	入数 (個数) Qty (pcs)	品名 Name	Size (φ XL cm)	実容量 (mL/本) Actual capacity (mL/Tube)	Part No.	品名 Name	入数 (個数) Qty (pcs)	Part No.	品名 Name		
400	市販品 Marketed	---	400mL 血液バッグ 400mL Blood bag	---	400	S305557A	PP インナカップ(L) PP Inner cap (L)	6	---	---	5,000	7,180
200	市販品 Marketed	---	200mL 血液バッグ 200mL Blood bag	---	200	S305557A	PP インナカップ(L) PP Inner cap (L)	6	---	---	5,000	7,180
---	S305557A	6	PP インナカップ(L) PP Inner cap (L)	9.7 x16	570	---	---	---	---	---	5,000	7,290
1000	337155A	6	1000PPボトルクミ 1000PP Bottle ass'y	9.8 x18	900	---	---	---	---	---	5,000	7,290
1000	339420A	6	1000PCボトルクミ 1000PC Bottle ass'y	9.8 x18	900	---	---	---	---	---	5,000	7,290
1000	S412573A	2	1000SSチューブ(B) 1000SS Tube	9.8 x15.6	550	---	---	---	---	---	4,000	4,670
---	市販品 Marketed	---	3-5mL ガラスチューブ 3-5mL Glass tube	1.2 x12	---	S404767A	5G24S1000アダプタ* 5G24S1000 Adapter*	2	---	---	3,000	2,420
---	市販品 Marketed	---	10mL ガラスチューブ 10mL Glass tube	1.4 x12	---	S404768A	10G20S1000アダプタ* 10G20S1000 Adapter*	2	---	---	3,000	2,420
---	市販品 Marketed	---	15mL ガラスチューブ 15mL Glass tube	1.65 x12	---	S404769A	15G12S1000アダプタ* 15G12S1000 Adapter*	2	---	---	3,000	2,420
---	市販品 Marketed	---	50mL ガラスチューブ 50mL Glass tube	1.65 x12	---	S404770A	50G4S1000アダプタ** 50G4S1000 Adapter**	2	---	---	3,000	2,420
500	330437A	4	500PAボトルクミ 500PA Bottle ass'y	7.3 x16.3	500	S303437A	500S1000アダプタ* 500S1000 Adapter*	2	---	---	4,000	4,580
500	328510A	2	500SSチューブ 500SS Tube	7.3 x15	430	S303437A	500S1000アダプタ* 500S1000 Adapter*	2	---	---	4,000	4,580
500	328344A	2	500SSボトル 500SS Bottle	7.3 x16.5	390	S303437A	500S1000アダプタ* 500S1000 Adapter*	2	---	---	4,000	4,580

\*材質: ポリプロピレン \*\*材質: ポリエチレン  
 \*:Material: Polypropylene \*\*:Material: Polyethylene

表 2. MAP バケツ用チューブ・ボトル一覧  
 Table2. Applicable Tubes/Bottles for MAP Bucket

チューブ・ボトル Tubes/Bottles						チューブアダプタ Tube Adapter			キャップ Cap		最高 回転速度 Maximum speed (rpm)	最大 遠心加速度 Maximum R.C.F (xg)
呼称 容量 Nominal capacity (mL)	Part No.	入数 (個数) Qty (pcs)	品名 Name	Size (φ XL cm)	実容量 (mL/本) Actual capacity (mL/Tube)	Part No.	品名 Name	入数 (個数) Qty (pcs)	Part No.	品名 Name		
400	市販品 Marketed	---	400mL MAPバッグ 400mL MAP bag	---	400	S304843B	インナカップ MAP Inner cup MAP	6	---	---	3,800	4,200
200	市販品 Marketed	---	200mL MAPバッグ 200mL MAP bag	---	200	S304843B	インナカップ MAP Inner MAP bag	6	---	---	3,800	4,200

表 3. M バケツ用チューブ・ボトル一覧  
 Table3. Applicable Tubes/Bottles for M Bucket

チューブ・ボトル Tubes/Bottles						チューブアダプタ Tube Adapter			キャップ Cap		最高 回転速度 Maximum speed (rpm)	最大 遠心加速度 Maximum R.C.F (xg)
呼称 容量 Nominal capacity (mL)	Part No.	入数 (個数) Qty (pcs)	品名 Name	Size (cm)	実容量 (mL/本) Actual capacity (mL/Tube)	Part No.	品名 Name	入数 (個数) Qty (pcs)	Part No.	品名 Name		
---	市販品 Marketed	---	120穴 マイクロプレート 120-hole microplate	1.3 x 9.2 x 1.2	---	---	---	---	---	---	2,000	910
---	市販品 Marketed	---	96穴 マイクロプレート 96-hole microplate	1.3 x 8.5 x 1.4	---	---	---	---	---	---	2,000	910