




アングルロータ Angle Rotor R7A




最高回転速度: 7,000rpm
Max. Speed

最高遠心加速度: $11,100 \times g$
Max. R.C.F.

全容量: $6,000\text{m}\ell = 1,000\text{m}\ell \times 6$
Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F ($\times g$)
—	 1000 キャップ(WM) Cap Ass'y S410870A	 1000PP ボトル(WM) Bottle S307700A		900mℓ	7,000	11,100
—					 1000PC ボトル(WM) Bottle Ass'y S308357A	900mℓ

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.