


アングルロータ / Angle Rotor P100AT2



最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max.R.C.F (×g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (φ×L cm)	質量 Weight (kg)
100,000	803,000	18	6.5mL×8 =52mL	1.3×6.5	3.7

販売中止品には () が付いています。

Products in parentheses correspond to those of the supply discontinuance.

*1 Nominal Vol. *2 Net Vol.

チューブ・ボトル / Tubes & Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ / Size (φ × Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
6.5	S304238A	6.5PA シールチューブ 6.5PA seal tube	1.3X6.5	6.5	---	S407828 B5 space cap	100,000	803,000
	(S304776A)	(6.5PA re-seal tube)	1.3X6.5	6.5	---	(S405435A) (Crow n B assy)	100,000	803,000
	329445A	6.5PA チューブ 6.5PA tube	1.3X6.4	5.8	---	460696A B-TI cap assy	80,000	514,000
	326415A	6.5PC チューブ 6.5PCtube	1.3X6.4	5.8	---	460696A B-TI cap assy	60,000	289,000
	S303274A	6.5PET チューブ 6.5PET tube	1.3X6.4	6.2	---	474507A B2-AL cap assy	60,000	289,000
5	(3400-1351)	(ウルトラロックチューブ) (Ultra-Lok Tube)	1.3X5.1	3.8	---	(S410426) (spacer)	80,000	514,000
4.7	S303141A	4.7PC アツチューブ 4.7PC thick-walled tube	1.3X6.4	3.4	---	S408523 B-TI Lid	100,000	803,000
					---	---	60,000	289,000
3.5	(3400-1332)	(ウルトラロックチューブ) (Ultra-Lok Tube)	1.3X3.2	3.0	---	(S410426) (spacer)	80,000	514,000

- ・ 使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

標準付属品

Standard Accessories Attached to Rotor

ロータにはチューブが
付属しませんので、別途
お買い求めのうえ、ご使
用ください。
Because tubes are not
attached to the rotor,
please purchase the
tubes separately.

品番 / Part No.	品名 / Name	員数 / Qty
8062290	ロータパッキン	Rotor Packing 2
8062026	ハンドルパッキン	Handle Packing 2
468395	ハンドルバー	Handle Bar 1
216715	ロータスタンド	Rotor Stand 1
84810601	潤滑グリス(ネジ潤滑剤)	Lubricant for Screw 1
483719	シリコングリス(バキュームグリス)	Silicone Grease(Vacuum Grease) 1
S205074	コウグバコ(C)	Tool Box (C) 1
999494	ロータ運転日誌	Logbook of Rotor 1
* 34644423	-	Over-speed Disk 2

- ・ *のついた部品は日本国内では付属しません。
- ・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。
- ・ Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.
- ・ The life management rotor is not provided with P/N 999494 log book and the over-speed disk.

別売品

Optional Accessories

必要な工具等もセットになった、下記のチューブキットをご利用ください。チューブキットの構成部品は、“チューブ・ボトル [チューブキット]” をご覧ください。
We recommend the purchase of an undermentioned tube kit, what is the set of tubes and necessary tools. See "Tubes and Bottles[Tube kits]" about the composition parts of tube kits.

品番 / Part No.	品名 / Name
S304985A	6.5 PA チューブキット 6.5 PA Tube kit
S304990A	6.5 PA シールチューブキット 6.5 PA Seal tube kit