


アングルロータ Angle Rotor P19A (RP19)



最高回転数 Max speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max R.C.F. (Xg)	kファクタ k factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (× Lcm)	重さ Weight (kg)
19,000	55,100	754	230ml × 6 = 1,380ml	6.0 × 12.5	16.1

* 1 Nominal Vol . * 2 Net Vol .

チューブ Tube					アダプタ Adaptor	キャップ Cap	最高回転数 Max speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max R.C.F. (xg)
呼称容量 Vol. * 1 (ml)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (× Lcm)	実容量 Vol. * 2 (ml)				
230	336621A	230 PA ボトル 230 PA Bottle	6.0 × 12.5	225	-----	S403617A AL Cap assy	19,000	55,100

	品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty	
標準付属品	336621A	230PAボトル	230PA Bottle	1 (10)
Standard Accessories	S403617A	ALキャップ	AL Cap	6
Attached to Rotor	436845	ロータパッキン	Rotor Packing	2
	433310	ハンドルパッキン	Handle Packing	2
	—	O-リング	O-ring	6
	474907	ボトルエクストラクタ	Bottle Extractor	1
	216715	ロータスタンド	Rotor Stand	1
	84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤)	Lubricant for Screw	1
	660557	シリコングリース	Silicone Grease	1
	320717	コウゲバコ	Tool Box (B)	1
	999494	ロータ運転日誌	Logbook of Rotor	1
	* 34644421	—	Over-speed Disk	2

・ O-リングの補給部品は、S401809A (10 pcs/set)です。
Spare part of O-ring : S401809A (10 pcs/set)

・ * のついた部品は日本国内では付属しません。
Componets marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.

・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。
The life management rotor is not provided with P / N 999494 log book and the over-speed disk.