


# アングルロータ Angle Rotor P21A2



最高回転速度 Max.speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max.R.C.F (×g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ* Tube size (φ × Lcm)	質量 Weight (kg)
21,000	71,000	486	230mL × 6 =1,380mL	6.0 × 12.5	11.4

販売中止品には ( ) が付いています。

Products in parentheses correspond to those of the supply discontinuance.

\*1 Nominal Vol. \*2 Net Vol.

チューブ・ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max.speed (rpm)	最大遠心加速度 Max.R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ* Size (φ × Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
230	336621A	230PA ボトル 230PA Bottle	6.0×12.5	210	—	S413248B AL Cap(2) ass'y	21,000	71,000

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。  
Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

## 標準付属品 Standard Accessories Attached to Rotor

品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
84520211	ロータパッキン Rotor Packing	2
433310	ハンドルパッキン Handle Packing	2
336621A	230PA ボトル 230PA Bottle	6
S413248B	AL キャップ(2)クミ AL Cap (2) ass'y	6
216715	ロータスタンド Rotor Stand	1
84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤) Lubricant for Screw	1
483719	シリコングリース シリコングリース (バキュームグリース) Silicone Grease (Vacuum Grease)	1
S205074	コウグバコ (C) Tool Box (C)	1
999494	ロータ運転日誌 Logbook of Rotor	1
* 34644420	— Over-speed disk	2

- ・ \* のついた部品は日本国内では付属しません。  
Components marked \* are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.
- ・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。  
The life management rotor is not provided with P/N999494 log book and the over-speed disk.