


アングルロータ Angle Rotor P70AT(RP70T)



最高回転速度 Max.speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max.R.C.F (×g)	Kファクタ K factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (φ × Lcm)	質量 Weight (kg)
70,000	505,000	44	40mL × 8 =320mL	2.6 × 9.0	10.2

販売中止品には () が付いています。

Products in parentheses correspond to those of the supply discontinuance.

*1 Nominal Vol. *2 Net Vol.

チューブ/ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (φ × Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
40	329607A	40PA チューブ 40PA tube	2.6 X 9.0	35.7	---	339673A E-TI2 cap assy	70,000	505,000
				32.5	---	S410532A S-40AL cap assy	70,000	505,000
				35.7	---	S305231A E3-AL cap assy	50,000	257,000
	(S302895A)	(40PA re-seal tube)	2.6 X 9.4	39.0	---	(S405438A) (Crown E assy)	70,000	505,000
	345321A	40PA シールチューブ 40PA seal tube	2.6 X 9.4	39.0	---	485649 E space cap	70,000	505,000
	325471A	40PE チューブ 40PE tube	2.6 X 8.9	31.8	---	S410532A S-40AL cap assy	50,000	257,000
				35.7	---	339673A E-TI2 cap assy	40,000	165,000
				35.7	---	S308090A E4-AL cap assy	40,000	165,000
				35.7	---	S305231A E3-AL cap assy	40,000	165,000
	S303279A	40PET チューブ 40PET tube	2.6 X 9.0	37.0	---	S305231A E3-AL cap assy	40,000	165,000
	S412571A	40SS チューブ (B) 40SS tube (B)	2.6 X 9.0	23.8	---	S412572A E-SS Lid (B)	32,000	105,000
				23.8	---	---	32,000	105,000
	(326011A)	(40SS チューブ) (40SS tube)	2.6 X 9.0	35.7	---	339673A E-TI2 cap assy	27,000	75,100
				35.7	---	S305231A E3-AL cap assy	27,000	75,100
36.7				---	451480A E-SS cap assy	23,000	54,500	
23.8				---	451482 E-SS Lid	32,000	105,000	
23.8				---	---	32,000	105,000	
33	(3400-2529)	(ウルトラロックチューブ) (Ultra-Lok Tube)	2.5 X 8.3	29.0	---	(S410425) (Spacer)	60,000	371,000
	338457A	33 PC アツチューブ 33 PC thick-walled tube	2.6 X 8.9	19.9	---	---	40,000	165,000
	338458A	33 PA アツチューブ 33 PA thick-walled tube	2.6 X 8.8	19.9	---	---	25,000	64,400
30	S308132A	30 PC ボトル(C3)クミ 30 PC bottle (C3) ass'y	2.6 X 9.7	26.0	---	---	50,000	257,000
	S310626A	30PA ボトル(C)クミ 30PA bottle (C) ass'y	2.6 X 9.7	26.3	---	---	45,000	209,000
	S308133A	30 PC ボトル(B3)クミ 30 PC bottle (B3) ass'y	2.6 X 9.7	26.0	---	---	45,000	209,000
	(S303926A)	(30 PC ボトル(C)クミ) (30 PC bottle (C) ass'y)	2.6 X 9.7	26.0	---	---	50,000	257,000
	(S303924A)	(30 PC ボトル(B)クミ) (30 PC bottle (B) ass'y)	2.6 X 9.7	26.0	---	---	30,000	92,700
	330345A	30PA ボトルクミ 30PA bottle ass'y	2.6 X 9.7	26.0	---	---	33,000	112,000
12	329606A	12 PA チューブ 12 PA tube	1.6 X 7.6	10.5	336691A 12A40 adapter	441399A C-AL cap assy	40,000	154,000
	325470A	12 PE チューブ 12 PE tube	1.6 X 7.5	10.5	336691A 12A40 adapter	441399A C-AL cap assy	40,000	154,000
	325751A	12 PC チューブ 12 PC tube	1.6 X 7.6	10.5	336691A 12A40 adapter	441399A C-AL cap assy	40,000	154,000
	S303275A	12 PET チューブ 12 PET tube	1.6 X 7.6	11.4	336691A 12A40 adapter	S407404A C4-AL cap assy	40,000	154,000
	326010A	12 SS チューブ 12 SS tube	1.6 X 7.6	10.5	336691A 12A40 adapter	441399A C-AL cap assy	34,000	111,000
				10.5	336691A 12A40 adapter	413312A C-SS cap assy	30,000	86,500
8.1				336691A 12A40 adapter	---	40,000	154,000	

アングルロータ Angle Rotor P70AT(RP70T)

チューブ/ボトル Tubes/Bottles					チューブアダプタ Tube adapter	キャップ Cap	最高回転速度 Max. speed (rpm)	最大遠心加速度 Max. R.C.F (xg)
呼称容量 Vol.*1 (mL)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (φ×Lcm)	実容量 Vol.*2 (mL)				
10	S303922A	10 PC ボトル(B)クミ 10 PC bottle (B) ass'y	1.6 X 8.2	8.4	336691A 12A40 adapter	---	40,000	154,000
	338455A	10 PC アツチューブ 10 PC thick-walled tube	1.6 X 7.7	6.3	336691A 12A40 adapter	---	40,000	154,000
	325952A	10 PC ボトルクミ 10 PC bottle ass'y	1.6 X 8.2	8.0	336691A 12A40 adapter	---	40,000	154,000
	334105A	10 PA ボトルクミ 10 PA bottle ass'y	1.6 X 8.2	8.0	336691A 12A40 adapter	---	35,000	118,000
	338456A	10 PA アツチューブ 10 PA thick-walled tube	1.6 X 7.6	6.5	336691A 12A40 adapter	---	30,000	86,500
6.5	329445A	6.5 PA チューブ 6.5 PA tube	1.3 X 6.4	5.8	336690A 6.5A40 adapter	414429A B-AL cap assy	40,000	144,000
	326415A	6.5 PC チューブ 6.5 PC tube	1.3 X 6.4	5.8	336690A 6.5A40 adapter	414429A B-AL cap assy	40,000	144,000
	S303274A	6.5 PET チューブ 6.5 PET tube	1.3 X 6.4	6.2	336690A 6.5A40 adapter	474507A B2-AL cap assy	40,000	144,000
5	332245A	5 PA チューブ 5 PA tube	1.3 X 5.2	5.0	336689A 5A40 adapter	414429A B-AL cap assy	40,000	153,000
4.7	S303141A	4.7 PC アツチューブ 4.7 PC thick-walled tube	1.3 X 6.4	3.3	336690A 6.5A40 adapter	---	40,000	144,000
4	329561A	4PA チューブ 4PA tube	1.1 X 6.0	4.0	336688A 4A40 adapter	336711A A3-AL cap assy	40,000	151,000
3	S301599A	3PC チューブ 3PC tube	1.3 X 5.1	2.5	336689A 5A40 adapter	---	40,000	153,000

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.

標準付属品

Standard Accessories Attached to Rotor

品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
478420	ロータパッキン Rotor Packing	2
433310	ハンドルパッキン Handle Packing	2
216715	ロータスタンド Rotor Stand	1
84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤) Lubricant for Screw	1
483719	シリコングリス (バキュームグリス) Silicone Grease (Vacuum Grease)	1
S205074	コウグバコ(C) Tool Box (C)	1
999494	ロータ運転日誌 Logbook of Rotor	1
* 3464442	- Over-speed Disk	2

ロータにはチューブが
付属しませんので、別途
お買い求めのうえ、ご使
用ください。
Because tubes are not
attached to the rotor,
please purchase the
tubes separately.

- ・ *のついた部品は日本国内では付属しません。
Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.
・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。
The life management rotor is not provided with P/N 999494 log book and the over-speed disk.

別売品

Optional Accessories

必要な工具等もセットになった、下記のチューブキットをご利用ください。チューブキットの構成部品は、“チューブ・ボトル [チューブキット]”をご覧ください。
We recommend the purchase of an undermentioned tube kit, what is the set of tubes and necessary tools. See “Tubes and Bottles[Tube kits]” about the composition parts of tube kits.

品番 Part No.	品名 Name
S304987A	40 PA チューブキット(A) 40 PA Tube kit (A)
S304992A	40 PA シールチューブキット(A) 40 PA Seal tube kit (A)